



SERVICIOS PARA LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Pruebas Rápidas MonlabTest®

VERSIÓN 2.1

Calidad y rapidez diagnóstica





Sífilis
H. pylori
Strep. A
Chlamydia
E.coli
Clostridium
Legionella
S.pneumoniae



Bacteriología
P1-2

Sangre oculta en heces
Bence Jones
Microalbuminuria
Orina: Combi screen 11 sys



Bioquímica
P3

Embarazo
AmnioMonlabTest



Obstetricia
P4

Troponina I



Cardiología
P4

Morfina - Heroína
THC - Marihuana
Cocaína
Anfetaminas
Metanfetaminas
Barbituratos
Benzodicepinas
Metadona
PCP - Fenciclidinas
MDMA Extasis
TCA tricíclicos antidepresivos
Drogas: Multipaneles




Drogas
P5-6

HIV1-HIV2
HCV
Dengue
Mononucleosis
Rota/adeno
Rotavirus
Adenovirus
RSV
Influenza



Virología
P7-8

Cryptosporidium
Giardia
Malaria



Parasitología
P8

Índice alfabético

- | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------|---|----------------------------|
| P7 |  | Adenovirus Respiratorio | P2 |  | Legionella |
| P4 |  | AmnioMonlabTest | P8 |  | Malaria |
| P5-6 |  | Anfetaminas | P5-6 |  | MDMA Extasis |
| P5-6 |  | Barbituratos | P5-6 |  | Metadona |
| P3 |  | Bence Jones | P5-6 |  | Metanfetaminas |
| P5-6 |  | Benzodiazepinas | P3 |  | Microalbuminuria |
| P1-2 |  | Chlamydia | P7 |  | Mononucleosis |
| P1-2 |  | Clostridium A+B | P5-6 |  | Morfina - Heroína |
| P5-6 |  | Cocaína | P3 |  | Orina: Combi screen 11 sys |
| P8 |  | Cryptosporidium | P5-6 |  | PCP - Fenciclidinas |
| P7 |  | Dengue (IgG+ IgM) | P7 |  | Rota/Adeno |
| P5-6 |  | Drogas: Multipaneles | P7 |  | Rotavirus |
| P2 |  | E.coli | P8 |  | RSV |
| P4 |  | Embarazo | P1-2 |  | Sífilis |
| P8 |  | Giardia | P1-2 |  | S. pneumoniae |
| P1-2 |  | H. pylori | P1-2 |  | Strep. A |
| P7 |  | HCV | P5-6 |  | TCA tricíclicos |
| P3 |  | Sangre oculta en heces | P1-2 |  | THC - marihuana |
| P7 |  | HIV1-HIV2 | P4 |  | Troponina I |
| P8 |  | Influenza A+B | | | |




Sífilis

Ref	Pres.	Descripción	Observaciones
BD-BSD712 	40 placas	Sífilis	Ac en sangre



Ref	Pres.	Descripción	Observaciones
LI-2510025	500 det.	RPR	No Treponémica
LI-2540005	250 det.	VDRL	No Treponémica
LI-2520005	200 det.	TPHA	


H. pylori

Ref	Pres.	Descripción
LI-4245122 	25 placas	H. pylori Ag



Observaciones

Antígenos en muestras fecales





Ref	Pres.	Descripción	Observaciones
BD-BSD630 	40 placas	H. pylori Ac	Anticuerpos en suero y plasma

Strep A

Ref	Pres.	Descripción
DIM-100001 	25 placas	Strep A MonlabTest
DIM-100002 	50 placas	Strep A MonlabTest




Ref	Pres.	Descripción
LI-4280225 	25 placas	Strep A
LI-4280250 	50 placas	Strep A

Observaciones

Test rápido inmunocromatográfico para la detección de antígeno de Streptococo grupo A en exudado faríngeo.



Chlamydia Trachomatis

Ref	Pres.	Descripción
BD-BSD600 	20 placas	Chlamydia

Observaciones

Test rápido inmunocromatográfico para la detección de antígeno de Chlamydia en frotis endocervical femenino y orinas masculinas.



E.coli

Ref	Pres.	Descripción
LI-CT45551	 20 placas	E.coli

Observaciones

Test rápido inmunocromatográfico para la detección de antígeno de E. Coli 0157:H17 en muestras fecales



Clostridium

Ref	Pres.	Descripción
MO-10003	 20 placas	Clostridium Difficile

Observaciones

Test rápido inmunocromatográfico para la detección de toxinas A y B en muestras fecales.



Ref	Pres.	Descripción
BD-BSD596	 20 placas	Clostridium A

Observaciones

Test rápido inmunocromatográfico para la detección de toxina A en muestras fecales.

Legionella

Ref	Pres.	Descripción
LT-55301003	 22 placas	Kit legionella



Ref	Pres.	Descripción
LI-CT45701	 20 placas	Kit legionella



S. pneumoniae

Ref	Pres.	Descripción
LT-55301006	 22 placas	Kit Strep. pneumoniae






FOB Sangre oculta en heces

Ref	Pres.	Descripción
CHEM-9001C-50	 50 placas	Sangre oculta en heces
CHEM-9001C-25	 25 placas	Sangre oculta en heces



Bence Jones


Ref	Pres.	Descripción
AA-US20	 20 tiras	Bence Jones

Observaciones

30 mg/L

Determinación cadenas Kappa y Lambda libres en orina.

Microalbuminuria

Ref	Pres.	Descripción
BM115440391	 30 tiras	Microalbuminuria







Tiras orina

Ref	Pres.	Descripción
AY-93150	 150 tiras	Combi screen 11 sys



Pruebas embarazo

Ref	Pres.	Descripción	Observaciones
CHEM-6011S-20		20 tiras	hcg
CHEM-6011S-50		50 tiras	hcg
CHEM-6011C-20		20 placas	hcg
CHEM-6011C-50		50 placas	hcg



AmnioMonlabTest

Ref	Pres.	Descripción
ALL-5475	10 test	AmnioMonlabtest

Observaciones

Determinación de presencia de líquido amniótico en secreción vaginal como signo de ruptura prematura en la membrana fetal por la determinación de IGFBP-1 (Insulin Growth Factor Binding Protein).



Troponina I

Ref	Pres.	Descripción
CE-170002		25 placas Troponina I

Observaciones

Test rápido inmunocromatográfico para la detección de Troponina I en suero y plasma.



Obstetricia



Cardio



Pruebas rápidas Drogas de abuso individuales

Ref	Pres.	Pres.	Muestra	Pre-Trata- miento	Tiempo Resultado	Sensi- bilidad
CHEM-7001C-40	 40	Morfina Heroína	Orina	No	5'	300 ng/mL
CHEM-7001S-20	 20					
CHEM-7005C-40	 40	Thc Marihuana	Orina	No	5'	50 ng/mL
CHEM-7005S-20	 20					
CHEM-7006C-40	 40	Cocaína	Orina	No	5'	300 ng/mL
CHEM-7006S-20	 20					
CHEM-7003C-40	 40	Anfetaminas	Orina	No	5'	1000 ng/mL
CHEM-7003S-20	 20					
CHEM-7004C-40	 40	Metanfetaminas	Orina	No	5'	1000 ng/mL
CHEM-7004S-20	 20					
CHEM-7008C-40	 40	Barbitúricos	Orina	No	5'	300 ng/mL
CHEM-7008S-20	 20					
CHEM-7010C-40	 40	Benzodicepinas	Orina	No	5'	300 ng/mL
CHEM-7010S-20	 20					
CHEM-7009C-40	 40	Metadona	Orina	No	5'	300 ng/mL
CHEM-7009S-20	 20					
CHEM-7007C-40	 40	Pcp Fenciclidina	Orina	No	5'	25 ng/mL
CHEM-7007S-20	 20					
CHEM-7002C-40	 40	Mdma Extasis	Orina	No	5'	500 ng/mL
CHEM-7002S-20	 20					
CHEM-7013C-40	 40	TCA Tricíclicos Antidepresivos	Orina	No	5'	1000 ng/mL
CHEM-7013S-20	 20					



Pruebas rápidas

Drogas de abuso multitest

UTILICE LA COMBINACIÓN MÁS INTERESANTE PARA SU LABORATORIO
La detección rápida, simultánea y económica de drogas de abuso en orina.

Ref	Pres.	Pres.	Muestra	Pre-Tratamiento	Tiempo Resultado	Observaciones
BSD711	Multipanel 5 drogas	 25 placas	Orina	No	5'	MOP/THC/COC/ MET/AMP
BSD714	Multipanel 10 drogas	 25 placas	Orina	No	5'	AMP/COC/THC/ BZO/TCA/BAR/MET/ MOP/MTD/MDMA
CHEM-79501	Multipanel 12 drogas	 10 peines	Orina	No	5'	COC/AMP/MET/THC/ MTD/MOP/BAR/BZO/ TCA/PCP/MDMA/OPI
BSD716	Multipanel 12 drogas	 25 placas	Orina	No	5'	COC/AMP/MET/THC/ MTD/MOP/BAR/BZO/ TCA/PCP/MDMA/OPI



Drogas



HIV

Ref	Pres.	Descripción
CE-110022	25 placas	HIV1-HIV2

Observaciones
Detección separado


HCV

Ref	Pres.	Descripción
CE-41201025	25 placas	HCV

Dengue

Ref	Pres.	Descripción
CE-140002	25 placas	Dengue (IgG + IgM)

Observaciones
Plasma y sangre total. IgG/IgM por separado.



Mononucleosis

Ref	Pres.	Descripción	Observaciones
BD-BSD613	20 placas	Mononucleosis	Anticuerpos heterófilos IgM en suero, plasma y sangre total.

Rota/adenovirus

Ref	Pres.	Descripción
LI-4200225	25 placas	Rota/adeno screen dual
LI-CT45401	20 placas	Rotavirus
LI-CT45201	20 placas	Adenovirus

Observaciones
Muestras fecales



Adenovirus Respiratorio

Ref	Pres.	Descripción
LI-CT45601	20 placas	Adenovirus respiratorio

Observaciones
Nasofaríngeos





RSV

Ref	Pres.	Descripción
LI-4510020	20 placas	RSV

Observaciones

Nasofaríngeos



Influenza

Ref	Pres.	Descripción
LI-CT45301	20 placas	Influenza A+B

Observaciones

Detección separada de Influenza A (incluyendo H1N1 y H3N2) y Influenza B.



Cryptosporidium

Ref	Pres.	Descripción
LI-CT45451	20 placas	Cryptosporidium

Observaciones

Test rápido inmunocromatográfico para la detección de antígeno de *C. parvum* en muestras fecales.



Giardia

Ref	Pres.	Descripción
LI-CT45501	20 placas	Giardia

Observaciones

Diferenciación cualitativa antígenos Giardia Lamblia en muestras fecales.



Malaria

Ref	Pres.	Descripción
CE-190026	25 placas	Malaria core pan-pv-pf

Observaciones

Diferenciación de *P. vivax* y *P. falciparum*.



MonlabTest[®]

PRUEBAS RÁPIDAS

Este catálogo es un resumen de las pruebas rápidas más habituales en el laboratorio... Pero tenemos más. No dude en consultarnos si no encuentra lo que busca.



Servicios para Laboratorios de Diagnóstico Clínico
Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona

Tel. 902 99 82 30
Fax 93 436 38 94

www.monlab.com
pedidos@monlab.es